

Set 5 UltraPhase
Miele UltraPhase 1 und 2
im Set mit 2x IntenseClean für hygienische Sauberkeit Ihrer Waschmaschine.



EAN: 4002516707233 / Materialnummer: 12344350 /
Alte Materialnummer: 11997280EU1

- Bestehend aus 3x UltraPhase 1, 2x UltraPhase 2, 2x IntenseClean
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos
- IntenseClean entfernt Fette, Bakterien und entstandene Gerüche
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit