

Complete C3 Extra
Bodenstaubsauger mit Beutel
mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen.



- Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-Düse
- Maximale Lufthygiene durch HEPA Filter: Ideal für Allergiker
- Schnelle Reinigung von Polstermöbeln – extra breite Polsterdüse
- Komfortable Handhabung dank Eco Comfort-Handgriff mit Saugpinsel

* nach EN 60312-1

EAN: 4002516705741 / Materialnummer: 12348960 / Alte Materialnummer: 41GFG330CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Complete C3
Motorvariante	EcoLine
Produkttyp	SGFG3
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	•
Silence-System plus	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	700
Lautstärke in dB	67,0
Breite in mm	496
Höhe in mm	227
Gewicht in kg	7,6
Nennleistung in W	700
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Universalbürste	SUB 20
Universalbürste flexibel SUB 20	•
Bodendüse SBD 660-3	•
Filter	HEPA AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein