

APWD 212

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151

EAN: 4002516720799 / Materialnummer: 12379780 / Alte Materialnummer: 69621200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
Injektorkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	560
Außenmaß, Nettobreite in mm	545
Außenmaß, Nettotiefe in mm	565
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	590
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	12,37
Bruttogewicht in kg	13,84
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1