

APWD 213

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151 mit A 317

EAN: 4002516715382 / Materialnummer: 12379790 / Alte Materialnummer: 69621300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Aufnahme	•
Injektordüse	•
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	6
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tabletts [Anzahl]	6
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Sauger [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	560
Außenmaß, Nettobreite in mm	545
Außenmaß, Nettotiefe in mm	565
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	710
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	14,10
Bruttogewicht in kg	15,73
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1