

APWD 216

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151 mit A 317, Injektorleiste A 315, A 836
- Ermöglicht die Aufbereitung von bis zu 44 Hohlkörperinstrumenten

EAN: 4002516721864 / Materialnummer: 12379800 / Alte Materialnummer: 69621600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Aufnahme	•
Injektordüse	•
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	6
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tabletts [Anzahl]	6
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	44
Sauger [Anzahl]	44
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	44
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	890
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	17,58
Bruttogewicht in kg	19,43
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1