

LAC/LONGFEED30

Verlängerter Eingabetisch

mit Gurten, 30 cm lang, für eine präzisere Eingabe des Textils in die Mangel.



EAN: 4002516728870 / Materialnummer: 12402000 / Alte Materialnummer: 59535055EU

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•