

LAC/SSTRAYLONGFEED

Wäschekasten

für die Vorbereitung der Wäsche bei verlängertem Eingabetisch.



- Für eine gleichmäßige, kontinuierliche Wäscheingabe
- Aus hochwertigen Edelstahl

EAN: 4002516728887 / Materialnummer: 12402010 / Alte Materialnummer: 59535056EU

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 500-3500	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 600-3500	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
D 800-3500	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0