

FJM HyClean Pure

Staubsaugerbeutel HyClean Pure FJM

mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516747505 / Materialnummer: 12421180 / Alte Materialnummer: 41996721D



- Lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung
- aus 80% Rezyklat – umweltfreundlichster Beutel, den Miele je hatte
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
- u.a. für Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4