

APLW 881  
Nachrüstsatz



EAN: 4002516738978 / Materialnummer: 12426550 / Alte Materialnummer: 69688100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	4,14
Bruttogewicht in kg	4,62