

APLW 881

Nachrüstsatz

für Rec out, zusätzlicher Wasserablauf, inkl. Druckerhöhungspumpe für PLW 8636.



- Wird benötigt, um ein Medium in einem Pufferbehälter zu pumpen
- Für den Einsatz mit einem bauseitig vorhandenen Recycling-Tank
- Verwendbar mit bauseitig vorhandenen Behälter, z. B. IBC-Tank
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN: 4002516738978 / Materialnummer: 12426550 / Alte Materialnummer: 69688100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	4,14
Bruttogewicht in kg	4,62