

APLW 883

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, interne 5-10 l Kanister f. PLW8636.



EAN: 4002516744603 / Materialnummer: 12426680 / Alte Materialnummer: 69688300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•

- Für 5 – 10 l Kanister in der Dosierschublade
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst