

APLW 884 Nachrüstatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 5-10 l Kanister f. PLW8636.

EAN: 4002516745518 / Materialnummer: 12426740 / Alte Materialnummer: 69688400D



- Für 5 – 10 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	605
Nettogewicht in kg	0,81
Bruttogewicht in kg	1,16