


APLW 882

Nachrüstset

potentialfreie Kontakte z. Ansteuerung v. externen Signalempfängern für PLW8636.

EAN: 4002516744597 / Materialnummer: 12426880 / Alte Materialnummer: 69688200D



- 10 potenzialfreie Kontakte (4 Ein- und 6 Ausgänge)
- Für z. B. externe Pumpen, Ventile, Lüfter und Ringleitungssysteme
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

| <b>Produktzugehörigkeit</b>                      |      |
|--|------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor    | •    |
| Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung | •    |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                       |      |
| PLW 8636 [IPC]                                   | •    |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON]                         | •    |
| <b>Produktkategorie</b>                          |      |
| Umbausatz  | •    |
| Anschlussmodul mit potentialfreien Kontakten     | •    |
| <b>Maße und Gewicht</b>                          |      |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                       | 74   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                     | 327  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                      | 463  |
| Nettogewicht in kg                               | 0,96 |
| Bruttogewicht in kg                              | 1,33 |