

APLW 887

Nachrüstatz

zusätzliche Sauglanze, für externe 10-20 l Kanister zum Einbau in PLW8636.

EAN: 4002516745082 / Materialnummer: 12426920 / Alte Materialnummer: 69688700D



Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

•

Produktkategorie

Umbausatz

•

Dosiersystem

•

- Für 10 – 20 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst