

APLW 887

Nachrüstatz

zusätzliche Sauglanze, für externe 10-20 l Kanister zum Einbau in PLW8636.

EAN: 4002516745082 / Materialnummer: 12426920 / Alte Materialnummer: 69688700D



Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,38
Bruttogewicht in kg	0,63

- Für 10 – 20 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich