

Boost CX1 125 Edition
Bodenstaubsauger ohne Beutel
für maximale Saugleistung in kompaktem Design.



- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – Hygiene AirClean Filter
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie

EAN: 4002516742401 / Materialnummer: 12433910 / Alte Materialnummer: 41NRF334CE

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SNRF3
Bauform und Design	
Farbe	Lotosweiß
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Comfort-Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System zum Abstellen	einseitig
Mobilität	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Abluftfilter	Hygiene AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Nennleistung in W	890
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinselfeststoffborsten	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Reinigungsbürste	Nein