

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 5 l  
hochwirksam, phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN: 4002516757665 / Materialnummer: 12442010 / Alte Materialnummer: 59702102V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	8,5-9,6
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Verwendung</b>	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,03
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	256
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	193
Füllgewicht in g	5450
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
<b>Prüfnummern</b>	
EU Ecolabel: DE/039/020	•