

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Maschinenentkalker, sauer, 250 g
 zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.



- Entfernung von Kalk und darin eingeschlossenen Verunreinigungen
- Erhöhung der Lebensdauer der Heizkörper
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

EAN: 4002516770862 / Materialnummer: 12456130 / Alte Materialnummer: 66920601V1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Laborspüler	•
Waschmaschinen	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalkablagerungen und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-2 Dosen
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Maschinenentkalker
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	4,5
Frei von Phosphorverbindungen	•
Hohe Materialschonung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Hohe Materialschonung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	124
Außenmaß, Nettobreite in mm	66
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	70

ProCare Universal 81 C - 250 g
Maschinenentkalker, sauer, 250 g
zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.

EAN: 4002516770862 / Materialnummer: 12456130 / Alte Materialnummer: 66920601V1



Füllgewicht in g	250
Bruttogewicht in kg	0,33
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•