

Miele Desinfect - 20 kg
 Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg
 zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- Besonders schaumarm
- RKL gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 / Alte Materialnummer: 59707301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
Weißheitsgrad	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	11,4
Dosierung	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Textilreinigungen	•
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Einsetzbar als Antichlor	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Schaumregulierend	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,8
Frei von Mikroplastik	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•