

Miele Desinfect - 20 kg
 Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg
 zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- RKI gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 / Alte Materialnummer: 59707301V1

| | |
|---|---|
| Produktzugehörigkeit | |
| Waschmaschinen | • |
| Waschwirkung | |
| Ablösekraft von Schmutz | Sehr gut |
| Lösekraft von Eiweiß | Sehr gut |
| Lösekraft von Fett | Sehr gut |
| Antistatische Wirkung | Sehr gut |
| Weißheitsgrad | Sehr gut |
| Bleichwirkung | Sehr gut |
| Dosierempfehlung | |
| pH-Wert bei 20 °C | 11,4 |
| Dosierung | |
| Manuelle Dosierung | • |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten | • |
| Produkteigenschaften | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | -20 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Verwendung | |
| Spa, Wellness und Sport | • |
| Schulen und Kindergärten | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 130,00 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | |
| Alkalität | Alkalisch |
| Aggregatsform | Pulver |
| Inhaltsstoffe | Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller |
| Biologisch abbaubar | • |
| Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme | • |
| Phosphatfrei | • |
| Einsetzbar als Antichlor | • |
| Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C | • |
| Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich | • |
| Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C | • |
| Kurze Einwirkzeit | • |
| Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren | • |
| Schaumregulierend | • |
| Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung | • |
| Dichte (bei 20°C) in g/cm ³ | 0,8 |
| Frei von Mikroplastik | • |
| Lagerhinweise | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | -20 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Trocken und frostsicher lagern | • |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen | • |
| Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar | • |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten | 24 |

Miele Desinfect - 20 kg
Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg
zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 / Alte Materialnummer: 59707301V1

Maße und Gewicht

| | |
|------------------------------|----------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 480 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 330 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 130 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 480 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 330 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 130 |
| Füllgewicht in g | 20000 |
| Bruttogewicht in kg | 20,25 kg |

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

| | |
|-----------------|---|
| GHS/CLP-Konform | • |
| RKI gelistet | • |