

ProCare Tex 11 COL - 20 kg
 Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
 zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Hochkonzentriertes Buntwaschmittel
- Material- und farbschonende Fett- und Schmutzlösekraft
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Sehr guter Farbübertragungsschutz
- Dermatologisch getestet

EAN: 4002516776130 / Materialnummer: 12495180 / Alte Materialnummer: 59710301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,5
Dosierung	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Textilreinigungen	•
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Tenside, Duftstoffe, Enzyme, Komplexbildner
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,8
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24

ProCare Tex 11 COL - 20 kg
Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.



EAN: 4002516776130 / Materialnummer: 12495180 / Alte Materialnummer: 59710301V1

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	480
Außenmaß, Nettobreite in mm	330
Außenmaß, Nettotiefe in mm	130
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•