

## ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Neutralisationsmittel auf Zitronensäurebasis
- Zur sauren Vorwäsche oder zum Einsatz nach dem Hauptwaschgang
- Für alle Waschverfahren geeignet
- Verhindert das Entstehen gelber Flecken
- Stabile, neutrale pH-Werte im Textil

EAN: 4002516776215 / Materialnummer: 12495200 / Alte Materialnummer: 59711101V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Dosierung</b>	
Automatische Dosierung	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Neutralisationsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	2,5
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,23
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Verwendung</b>	
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Restaurants, Bars und Catering	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	249
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	193
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	249
Außenmaß, Bruttobreite in mm	148
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	193
Bruttogewicht in kg	5,55 kg

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 5 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



EAN: 4002516776215 / Materialnummer: 12495200 / Alte Materialnummer: 59711101V1

Füllmenge in ml

5000

**Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen**

GHS/CLP-Konform

•