

Classic C1 CarCare
Bodenstaubsauger mit Beutel
mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen.



- Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-Düse
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Besonders leicht – 5,8 kg mit Saugzubehör
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 9 m Aktionsradius
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr

EAN: 4002516774808 / Materialnummer: 12505560 / Alte Materialnummer: 41BCF533CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Classic C1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SBCF5
Gerätefarbe	Mangorot
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler
XXL-Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Compact Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	einseitig
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	800
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Kabellänge in m	5,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Technische Daten	
Wattleistung	800
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	463
Höhe in mm	221
Gewicht in kg	5,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	am VarioClip
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Bodendüse SBD 660-3	•
Filter	HEPA AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein
Flexible Fügendüse XL	•