


APWD 153

Korb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.

EAN: 4002516847540 / Materialnummer: 12537450 / Alte Materialnummer: 69615300D



<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8682 C	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Kleinteilen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	88
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	115
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	553
Nettogewicht in kg	1,86
Bruttogewicht in kg	2,46