

Guard L1

Bodenstaubsauger mit Beutel

Leistungsstark | Premium Design | komfortable Reinigung mit 2in1 Düse



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Komfort-Handgriff
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Extra Reichweite, weniger Steckdosenwechsel: 12 m Aktionsradius
- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- AirClean Filter: effektive Filtration für saubere Raumluft

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN: 4002516794431 / Materialnummer: 12558860 /
Alte Materialnummer: 41UDF018CE

Bauform	
Produkttyp	SUDFO
Bauform und Design	
Farbe	Terrarot
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Komfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	75,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•