

## Guard L1

mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.

Extrem leistungsstark | langlebig und hygienisch | modernes Premium-Design



EAN: 4002516794431 / Materialnummer: 12558860 / Alte Materialnummer: 41UDF018CE

- Auf 20 Jahre\* Lebensdauer getestet
- Ultimative Hygiene dank ComfortFit
- 4 Leistungsstufen: Saugleistung individuell anpassbar
- Hygiene AirClean Filter: effektive Filtration für saubere Raumluft
- Komfort-Handgriff 2.0: ergonomische und bequeme Handhabung
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen

\* Im Vgl. zur Parquet Twister Parkettbürste SBB300-3

<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUDFO
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Terrarot
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Saugrohr X(HES)
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
<b>Mobilität</b>	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
<b>Filtersystem</b>	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure 2,0 TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	75,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Dreitelliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse	•
Filter	AirClean Filter
Gutschein Staubsaugerbeutel	•
EcoComfort 2.0 Handgriff	•