

Guard L1

mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.

Extrem leistungsstark | langlebig und hygienisch | modernes Premium-Design



EAN: 4002516794448 / Materialnummer: 12558870 / Alte Materialnummer: 41UDF020CE

- Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Ultimative Hygiene dank ComfortFit
- 4 Leistungsstufen: Saugleistung individuell anpassbar
- Hygiene AirClean Filter: effektive Filtration für saubere Raumluft
- Komfort-Handgriff 2.0: ergonomische und bequeme Handhabung
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen

* Im Vgl. zur Parquet Twister Parkettbürste SBB300-3

| | |
|---|---------------------|
| Bauform | |
| Bodenstaubsauger mit Staubbeutel | • |
| Produktmarke | Guard L1 |
| Motorvariante | PowerLine |
| Produkttyp | SUDFO |
| Bauform und Design | |
| Farbe | Nordicblau |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Saugkraftregulierung | Fußtasten +/- |
| Leuchtdisplay für Leistungsanzeige | • |
| Saugrohr | Saugrohr X(HES) |
| Park-System für Saugpausen | • |
| Park-System zum Abstellen | beidseitig |
| Comfort-Kabelaufwicklung | • |
| Mobilität | |
| Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse | • |
| 3-Punkt-Lenkung | • |
| Aktionsradius in m | 12 |
| Kabellänge in m | 8,5 |
| Filtersystem | |
| Staubsaugerbeuteltyp | HyClean Pure 2,0 TU |
| Staubbeutelvolumen in l | 3,5 |
| Staubbeutelwechsel-Anzeige | • |
| Ablufffilter | AirClean Filter |
| Motorschutzfilter | • |
| Sicherheit | |
| Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff | • |
| Automatische Staubbeutelpositionierung | • |
| Rundum-Möbelschutzleiste | • |
| Technische Daten | |
| Wattleistung | 890 |
| Lautstärke in dB | 75,0 |
| Breite in mm | 500 |
| Höhe in mm | 239 |
| Gewicht in kg | 6,5 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Dreiteiliges Zubehör | integriert |
| Polsterdüse | • |
| Fugendüse | • |
| Saugpinsel Kunststoffborsten | • |
| Bodendüse | • |
| Filter | AirClean Filter |
| Gutschein Staubsaugerbeutel | • |
| EcoComfort 2.0 Handgriff | • |