

Guard L1 Silence

mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.

Extrem leistungsstark | langlebig und hygienisch | besonders leise



- 2-in-1 Polster- und Fugendüse für eine mühelose Reinigung
- Geräuscharm saugen mit der Bodendüse FlexTeQ
- Leiser als je zuvor dank Silence System Pro (62 dB)
- Leise & schonend: Dynamic Drive Laufrollen
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Komfort-Handgriff 2.0: ergonomische und bequeme Handhabung
- Silence AirClean Filter: Reduziert Luft- und Motorengeräusche
- Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Ultimative Hygiene dank ComfortFit

* Im Vgl. zur Parquet Twister Parkettbürste SBB300-3

EAN: 4002516794462 / Materialnummer: 12558890 / Alte Materialnummer: 41UGK031CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	EcoLine
Produkttyp	SUGK0
Bauform und Design	
Farbe	Casagrau
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Saugrohr X(HES)
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure 2,0 TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	Silence AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	550
Lautstärke in dB	62,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•
EcoComfort 2.0 Handgriff	•