

Guard L1 AllFloor  
 Bodenstaubsauger mit Beutel  
 Leistungsstark | DynamicDrive | eine Bürste für alle Bodenbeläge



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Langlebig: Auf 20 Jahre\* Lebensdauer getestet
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- AllFloor Bodendüse: Eine Bürste für alle Böden – ohne Umschalten
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Comfort-Handgriff
- AirClean Plus Filter: Mehr als 99,99%\*\* Staubrückhaltevermögen
- Leise & schonend: DynamicDrive-Laufrollen
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen

\* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* nach IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516794530 / Materialnummer: 12558970 /  
 Alte Materialnummer: 41USF038CE

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	Guard L1 AllFloor
Materialnummer Hersteller	12558970
EAN-Nummer	4002516794530
<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUSFO
<b>Gerätetyp und Design</b>	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park System zum abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Comfort-Handgriff 2.0	•
<b>Mobilität</b>	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
<b>Filtersystem</b>	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Plus Filter
Motorschutzfilter	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Tiefe in mm	288
Gewicht in kg	6,6
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel	•
Bodendüse SBD 365-3	•
SBB AllFloor	•
Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU	•
Gutschein für HyClean Pure TU	•