

## Guard L1 AllFloor

mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.

Extrem leistungsstark | langlebig und hygienisch | gründlich auf jedem Bodenbelag



EAN: 4002516794530 / Materialnummer: 12558970 / Alte Materialnummer: 41USF038CE

- AirClean Plus Filter: Mehr als 99,99%\* Staubrückhaltevermögen
- AllFloor Bodendüse: Eine Bürste für alle Böden
- Auf 20 Jahre\*\* Lebensdauer getestet
- Ultimative Hygiene dank ComfortFit
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- 4 Leistungsstufen: Saugleistung individuell anpassbar
- Komfort-Handgriff 2.0: ergonomische und bequeme Handhabung
- Leise & schonend: Dynamic Drive Laufrollen
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen

\* nach IEC 62885-2:2021

\*\* Im Vgl. zur Parquet Twister Parkettbürste SBB300-3

<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUSF0
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Saugrohr X(HES)
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
<b>Mobilität</b>	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
<b>Filtersystem</b>	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure 2,0 TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Plus Filter
Motorschutzfilter	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	75,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	6,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Dreitelliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse	•
Filter	AirClean Plus Filter
Gutschein Staubsaugerbeutel	•
EcoComfort 2.0 Handgriff	•