

Guard L1 Comfort
 Bodenstaubsauger mit Beutel
 Leistungsstark | aktiv vernetzbar | LCD-Display | Premium-Ausstattung



- AllFloor Bodendüse: Eine Bürste für alle Böden – ohne Umschalten
- Automatikmodus: Anpassung der Saugleistung an den Bodenbelag
- -
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Ergonomischer Funk-Handgriff: Einfache Bedienung über den Griff
- Ideal für Allergiker dank HEPA AirClean Filter
- Intuitive Bedienung mit Premium-LCD-Display
- Leise & schonend: DynamicDrive-Laufrollen
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Smart & intelligent: App-Integration

EAN: 4002516794578 / Materialnummer: 12559020 /
 Alte Materialnummer: 41UMF042CE

| | |
|---|----------------------|
| Allgemeine Informationen | |
| Modellbezeichnung | Guard L1 Comfort |
| Materialnummer Hersteller | 12559020 |
| EAN-Nummer | 4002516794578 |
| Bauform | |
| Bodenstaubsauger mit Staubbeutel | • |
| Produktmarke | Guard L1 |
| Motorvariante | PowerLine |
| Produkttyp | SUMFO |
| Gerätetyp und Design | |
| Gerätefarbe | Titanium PearlFinish |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Saugkraftregulierung | Handgriffbedienung |
| Leuchtdisplay für Leistungsanzeige | • |
| Saugrohr | Comfort Teleskoprohr |
| Park-System für Saugpausen | • |
| Automatic-Stufe | • |
| Park System zum abstellen | beidseitig |
| Comfort-Kabelaufwicklung | • |
| Funk Komfort-Handgriff 2.0 | • |
| Miele@home | • |
| Mobilität | |
| Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse | • |
| Dynamic Drive | • |
| Aktionsradius in m | 12 |
| Kabellänge in m | 8,5 |
| Filtersystem | |
| Staubsaugerbeuteltyp | HyClean Pure TU |
| Staubbeutelvolumen in l | 3,5 |
| Staubbeutelwechsel-Anzeige | • |
| Abluftfilter | HEPA AirClean Filter |
| Motorschutzfilter | • |
| Sicherheit | |
| Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff | • |
| Automatische Staubbeutelpositionierung | • |
| Technische Daten | |
| Wattleistung | 890 |
| Lautstärke in dB | 74,0 |
| Breite in mm | 500 |
| Höhe in mm | 239 |
| Tiefe in mm | 288 |
| Gewicht in kg | 6,7 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Polsterdüse | • |
| Fugendüse | • |
| Saugpinsel | • |
| Bodendüse SBD 365-3 | • |
| SBB AllFloor | • |

Guard L1 Comfort

Bodenstaubsauger mit Beutel

Leistungstark | aktiv vernetzbar | LCD-Display | Premium-Ausstattung

EAN: 4002516794578 / Materialnummer: 12559020 /

Alte Materialnummer: 41UMF042CE

Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU

Gutschein für HyClean Pure TU

•

•

