

Guard M1 Cat & Dog
mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.
Starke Saugleistung | Aufsatz zur Tierhaarentfernung | ideal für Haustierbesitzer



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Höhenverstellbares EasySlide Teleskoprohr
- Mode-Taste: Saugleistung einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen
- Praktisches Fach mit dreiteiligem Zubehör für mehr Komfort
- Stilvolles Designkonzept und leuchtenden LED-Icons
- Extra Reichweite, weniger Steckdosenwechsel: 11 m Aktionsradius
- Turbobürste: Beseitigt hartnäckigen Schmutz und Tierhaare
- Active AirClean Filter neutralisiert unangenehme Gerüche

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN: 4002516795247 / Materialnummer: 12560300 /
Alte Materialnummer: 41VZF033CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard M1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SVZF0
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Mode-Taste
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	11
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure CO
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	Active AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	496
Höhe in mm	227
Gewicht in kg	7,3
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse	•
Turbobürste	STB 305-3
Turbobürste	•