

PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, Flüssigkonzentrat, neutral, 1,4 l

2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.



- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Hervorragende Fleckentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Der Miele Aqua Duft verleiht Textilien eine angenehme Frische
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN: 4002516801375 / Materialnummer: 12581650 / Alte Materialnummer: 59712801V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Automatische Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	
Alkalität	Neutral
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Enzyme, Duftstoffe, Phosphonate
pH-Wert bei 20 °C	7,9
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,07
Einfaches Handling	•
<b>Waschwirkung</b>	
Entfernung von Schmutz	•
Entfernung von Eiweiß	•
Entfernung von Fett	•
<b>Verwendung</b>	
TwinDos für SmartBiz Waschmaschinen	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	93
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	94
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	94
Bruttogewicht in kg	1,60 kg
Füllmenge in ml	1400
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•