

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l  
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.



- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN: 4002516801313 / Materialnummer: 12581660 / Alte Materialnummer: 59713801V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	4,9 - 5,3
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	94,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Optische
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,02
Einfaches Handling	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	93
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	94
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	94
Bruttogewicht in kg	1,60 kg
Füllmenge in ml	1400
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•