

PRO UP2 - 1,4 l

Miele UltraPhase 2, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l  
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.

EAN: 4002516801313 / Materialnummer: 12581660 / Alte Materialnummer: 59713801V1



- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	7,9
<b>Dosierung</b>	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Optische
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	1,02
Einfaches Handling	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•