

PRO TDC - 1,4 l
 Miele TwinDos Care, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l
 Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosiersystem.



- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Anzuwenden vor einer längeren Benutzungspause (min. 2 Monate)
- Sichert die optimale Funktion des automatischen Dosiersystems
- Für ca. 5 Spülgänge
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN: 4002516801146 / Materialnummer: 12581770 / Alte Materialnummer: 59714801V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	4,9 - 5,3
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	90,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Reinigungsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Phosphonate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Biologisch abbaubar	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,00
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	93
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	90
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	90
Bruttogewicht in kg	1,60 kg
Füllmenge in ml	1400
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•