

PRO TDC - 1,4 l

Miele TwinDos Care, Flüssigkonzentrat, sauer, 1,4 l
Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosiersystem.



EAN: 4002516801146 / Materialnummer: 12581770 / Alte Materialnummer: 59714801V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	7,9
Dosierung	
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Reinigungsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssig
Inhaltsstoffe	Tenside, Phosphonate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Biologisch abbaubar	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,00
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•

- Zum Spülen der TwinDos-Dosierleitungen
- Anzuwenden vor einer längeren Benutzungspause (min. 2 Monate)
- Sichert die optimale Funktion des automatischen Dosiersystems
- Für ca. 5 Spülgänge
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos