

Set 6 PRO UP

Miele Set UltraPhase 1 und 2, 6 x 1,4 l

bestehend aus 4 x UltraPhase 1 und 2 x UltraPhase 2.



- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Für Miele Professional SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos

EAN: 4002516801887 / Materialnummer: 12588750 / Alte Materialnummer: 59712901V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300,00
Produkteigenschaften	
Medienart	
Aggregatsform	Flüssig
Biologisch abbaubar	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Mindesthaltbarkeit in Monaten	60
Kühl und dunkel lagern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	278
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Bruttogewicht in kg	10,02 kg
Füllmenge in ml	1400
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•