

DV1 DIN51  
Ablasshahn  
zum einfachen Abfüllen von ProCare Flüssigprodukten.



- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren
- DIN 51 Schraubverschluss für die 5 u. 10 l ProCare Kanister
- Leichtgängiger Hebel für eine einfache Bedienbarkeit

EAN: 4002516815440 / Materialnummer: 12594480 / Alte Materialnummer: 59713001V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
ProCare	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Einfaches Abfüllen von ProCare Flüssigprodukten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150,00
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	62
Außenmaß, Nettobreite in mm	98
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	0