

A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmaße: Breite 489, Länge 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materialnummer: 12642640 / Alte Materialnummer: 69610002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb mit Modulankopplung	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,92
Bruttogewicht in kg	3,56