


A 102

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D


Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	206
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	527
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	545

A 102

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.

EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D



Nettogewicht in kg	3,04
--------------------	------

Bruttogewicht in kg	3,78
---------------------	------