

Guard M1

mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.

Starke Saugleistung | AirClean Filter | integriertes Zubehör | höhenverstellbar



- 99,99%* Staubrückhaltevermögen durch AirClean Filter
- Langlebig: Auf 20 Jahre** Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Extra Reichweite, weniger Steckdosenwechsel: 11 m Aktionsradius
- Mode-Taste: Saugleistung einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen
- Praktisches Fach mit dreiteiligem Zubehör für mehr Komfort
- Stilvolles Designkonzept und leuchtenden LED-Icons

* Nach IEC 62885-2:2021

** Im Vgl. zur Parquet Twister Parkettbürste SBB300-3

EAN: 4002516833802 / Materialnummer: 12654180 / Alte Materialnummer: 41VWF642CE

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard M1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SVWF6
Bauform und Design	
Farbe	Sunsetgelb
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Mode-Taste
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	11
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure CO
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	77
Breite in mm	496
Höhe in mm	227
Gewicht in kg	7,3
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse	•