


U 408

Korb

für die optimale Aufnahme von Tassen.



- Mit 4 Reihen

EAN: 4002516855309 / Materialnummer: 12654500 /
Alte Materialnummer: 67640802D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Tassen	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	4
Strebenabstand in mm	85
Kapazität	
Tassen [Anzahl]	20
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,14
Bruttogewicht in kg	1,97