

U 503

Korb

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Engmaschiger Boden
- Auch für Eisbecher geeignet
- Ohne Besteckeinsätze

EAN: 4002516854968 / Materialnummer: 12654770 / Alte Materialnummer: 67650302D

## Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Frischwasser

•

Spülmaschinen Tank

•

Spülmaschinen Tank Durchschub

•

## Gerätezugehörigkeit

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 503

Korb

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



EAN: 4002516854968 / Materialnummer: 12654770 / Alte Materialnummer: 67650302D

Produktkategorie	
------------------	--

Korb für Besteck	•
------------------	---

Korb für Töpfe/Schüsseln etc.	•
-------------------------------	---

Produkteigenschaften	
----------------------	--

Material	Kunststoff
----------	------------

Farbe	Grün
-------	------

Maße und Gewicht	
------------------	--

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
----------------------------	-----

Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
------------------------------	-----

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
-----------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,91
--------------------	------

Bruttogewicht in kg	2,95
---------------------	------