

U 513

Korb

mit einer offenen Korbseite für die optimale Aufnahme von Tablettis.



- Mit 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- Nicht einsetzbar in Frischwasser-Spülmaschinen

EAN: 4002516854296 / Materialnummer: 12655960 / Alte Materialnummer: 67651302D

## Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank

•

Spülmaschinen Tank Durchschub

•

## Gerätezugehörigkeit

G 8066

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PTD 704

•

## Produktkategorie

Korb für Tablettis

•

## Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Grau

Anzahl Reihen

9

Strebenabstand in mm

45

## Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

220

Außenmaß, Bruttobreite in mm

550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

550

Nettogewicht in kg

1,96

Bruttogewicht in kg

3,00