


E 167  
Besteckkorb  
für die Aufnahme von Bestecken.



- Geeignet für den Tellerkorb U 506
- 7 Fächer


EAN: 4002516854869 / Materialnummer: 12663060 / Alte Materialnummer: 67616702D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

E 167

Besteckkorb

für die Aufnahme von Bestecken.



EAN: 4002516854869 / Materialnummer: 12663060 / Alte Materialnummer: 67616702D

<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Besteck	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anzahl Fächer	7
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,34