

KTU 530

Umbausatz

zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 53 x 53 cm.



- Bestehend aus 2 Edelstahl-Streben
- Zur Anpassung des Standard-Korbhalters in der PG 8172

EAN: 4002516854883 / Materialnummer: 12663420 /
Alte Materialnummer: 67853005D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	750
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,10