

A 105/1

Oberkorb

höhenverstellbar, ohne Injektordüsen, zur Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Rechte Seite: 22 Injektorplätze
- Linke Seite zur Aufnahme von Einsätzen
- Aktive Innentrocknung von Hohlkörperinstrumenten
- Aktive Innentrocknung von Hand- und Winkelstücken
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN: 4002516854814 / Materialnummer: 12664820 / Alte Materialnummer: 69610502D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,87
Bruttogewicht in kg	5,56
<b>Beipack</b>	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1