

A 846

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Laborflaschen und Rundkolben.



- Für Laborflaschen bis 10 L und Rundkolben bis 6 L
- Länge Düse: 127 mm, Länge Düse mit Halterung: 158 mm
- Ø Düse: 10 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516855088 / Materialnummer: 12665100 / Alte Materialnummer: 69684601D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Injektordüse	•
--------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Grau

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	158
Außenmaß, Nettobreite in mm	110
Außenmaß, Nettotiefe in mm	110
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	145
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,38