

A 847

Injektordüse  
mit Auflage, zur Reinigung von Erlenmeyerkolben.



- Für Erlenmeyerkolben bis 5 L
- Länge Düse: 127 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516855101 / Materialnummer: 12665110 / Alte Materialnummer: 69684701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	249
Außenmaß, Nettotiefe in mm	35
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,13
Bruttogewicht in kg	0,22